

Kenmerken

- ✓ Hydrogel pleister met urea, tot 8 uur effectief (bijvoorbeeld wanneer je slaapt)
- ✓ Vermindert verkleuring & verdikking nagel
- ✓ Hydrateert door schimmel beschadigde nagels intensief en herstelt het natuurlijke uiterlijk

Indicatie

Mycosan Kalknagel Pleister biedt een continu hydraterend effect, bevordert het verbeterde uiterlijk van verkleurde en vervormde nagels, maakt de nagelplaat zachter en voorkomt groei van schimmelinfecties door de micro-omgeving van de nagel te veranderen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Maak het gebied waar je de pleister aanbrengt schoon en droog.
2. Knip het sachet open en neem er een pleister uit.
3. Verwijder de beschermfolie en breng de pleister aan op het aangetaste gebied. Dek de nagel en teen- of vingertop goed af, zoals in de afbeeldingen hieronder.
4. Maak de nagel schoon na het verwijderen van de pleister.

Gebruik pleister: breng eenmaal daags een pleister aan op de aangetaste nagel, bij voorkeur voor het slapengaan. Behandel gedurende een periode van 3-6 maanden. De duur van de behandeling hangt af van de conditie van de nagel.

Volg de instructies hieronder:



Instructies:

Reinig de nagels en omliggende huid grondig, verwijder eventuele nagellak en droog de tenen of vingers goed af gezien vuil en vocht de hechting van de pleister verminderen.

1. Verwijder de beschermfolie ① en ② in numerieke volgorde.
2. Breng de pleister aan op het aangetaste gebied op de nagel en verwijder de witte strip ③.
3. Vouw beide zijdes van de pleister stevig om de teen of vinger heen ④.
4. Vouw vervolgens de bovenkant ⑤ van de pleister om de teen-/vingertop heen om ook deze te bedekken.
5. Laat de pleister 6-8u zitten ⑥ (bij voorkeur in de nacht) en herhaal de behandeling gedurende 3-6 maanden.

Datum van uitgifte van de laatste revisie van de gebruiksaanwijzing: 18/12/2019

Ingrediënten:

Urea, 1,3-Butylene Glycol, Fumaric Acid

Bewaarcodities:

Bewaar op een koele, droge plaats en in een luchtdichte verpakking op kamertemperatuur. Buiten het bereik van kinderen en peuters houden. Sluit het sachet na elk gebruik goed af om te voorkomen dat de andere pleisters uitdrogen.



Distributeur
Serris Nederland B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Fabrikant
Wooshin Labottach Co., Ltd. (Songdo BRC SMART
Valley B-109, 914, 915, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019)
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon City,
Republic of Korea.

EC REP
Wooshin Lapache d.o.o.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje
Slovenije

MYCOSAN

KALKNAGEL PLEISTER INTENSIEVE BEHANDELING

TOT **8u**
EFFECTIEF

DAG-OF
NACHTBEHANDELING

No.1
KALKNAGEL*

- ✓ Vermindert verkleuring & verdikking van de nagel
- ✓ 14 x Hydrogel Patch: hydrateert door schimmel beschadigde nagels